

CHIRURGIA ENDOVASALE E FLEBOLOGICA

LASER ENDOLUMINALI

CODICE	DESCRIZIONE
DIODE 15 - EVLT 1470	laser DIODI a 1470 nm da 15W all'utilizzo, completo di display touch screen a colori, a funzionamento impulsato e continuo. Per trattamenti endovascolari flebologici. Completo di kit endoluminale EVLT sterile e monouso. Completo di accessori standard. CE 0197.
MDL II - EVLT 980	microlaser DIODI a 980 nm da 10W all'utilizzo, completo di display touch screen a colori, a funzionamento impulsato e continuo. Per trattamenti endovascolari flebologici. Completo di kit endoluminale EVLT sterile e monouso. Completo di accessori standard. CE 0197.

ACCESSORI PER CHIRURGIA ENDOLUMINALE

CODICE	DESCRIZIONE
K EVLT	kit EVLT sterile e monouso marcato CE per applicazioni endoluminali .
FOEV-600	fibra ottica per chirurgia vascolare endoluminale di lung. 2,5 mt. diam. 600 um. Sterilizzabile. Completa di attacco SMA 905.
FOEV-400	fibra ottica per chirurgia vascolare endoluminale di lung. 2,5 mt. diam. 400 um. Sterilizzabile. Completa di attacco SMA 905
GLD	occhiali di protezione diodo laser 980/1470nm
PM	portamanipolo laser
FS3	stripper per fibra ottica.
CM-10	ceramic cutter per fibra ottica (set 5 pz.).
CCM-CAR	carrello in metallo verniciato completo di ripiano portaoggetti per laser diodi.
Q-FCD	valigia in alluminio per trasporto laser DIODI.