

TERAPIA E RIABILITAZIONE MEDICA

LASER E SISTEMI TERAPEUTICI RIABILITATIVI

CODICE	DESCRIZIONE
PHOENIX	laser CO2 terapeutico con scansione XY automatica ad emissione pulsata e superpulsata. Completo di programmi relativi alle patologie preimpostate con calcolo automatico dell'energia emessa. Scansione automatica con serie di geometrie preimpostate. Completo di accessori standard per l'utilizzo. CE 0476
PULSAR PLUS	laser antalgico Ga As IR+R con scansione XY automatica. Potenza max. IR 3W. Completo di programmi antalgici e inversione riga scansione. Completo di accessori standard.
LASER GAMMA 940	laser terapeutico Ga As portatile 904nm a 7mW completo di manipolo ergonomico. Dotabile di piastra Energy per superfici estese a 56 emettitori stato solido R-IR. Potenza di picco 15 W ad emissione pulsata. Completo di valigetta.
DIATECH	apparecchio a radiofrequenza per diatermia endogena tipo TECAR con effetto biostimolante a modalità Capacitiva sui tessuti molli (cartilagini, muscoli, sistema linfatico e venoso) e a modalità Resistiva sui tessuti duri (ossa, legamenti e tendini). Per la traumatologia e riabilitazione da processi infiammatori.
STIMOL DYAGAMMA DESY	apparecchiatura polivalente per elettroterapia con emissione a 2 uscite di onde triangolo-esponenziali, rettangolari, faradiche, galvaniche (ionofresi) e diadinamiche secondo il Dr. Bernard. E' possibile la stimolazione muscolare (ipotonia-ipotrofia) che la terapia antalgica.
JONOGAMMA 4S	apparecchio generatore di correnti galvaniche per ionofresi a 4 uscite. Consente con sicurezza e facilità la veicolazione di farmaceutici e cosmeceutici nella cute e nei tessuti e relativa galvanizzazione.
JONO DESY	apparecchio generatore di correnti galvaniche per ionofresi a 2 uscite. Consente con sicurezza e facilità la veicolazione di farmaceutici e cosmeceutici nella cute e nei tessuti.
RF SOUND ONE	sistema multi attivo a ultrasuoni e radiofrequenza a funzionamento separato o combinato, per il modellamento della silhouette con trattamenti di liposcultura e lipoaspirazione.
CRYOSOUND ONE	apparecchio ad azione antinfiammatoria che utilizza crioterapia e ultrasuonoterapia particolarmente indicato per la traumatologia sportiva

	e in reumatologia.
OZON FOUR	<p>apparecchio generatore di ozono che sviluppa ozono tramite scarica elettrica in ossigeno. E' utilizzato per ossigenare e stimolare il metabolismo mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - miscela gassosa di ossigeno medicale - acqua ozonizzata - olio ozonizzato - gas ozonizzato in sacca - acqua ossigenata in forma di spray(aerografo) <p>Utilizzabile in medicina generale, medicina dello sport e veterinaria per terapia rigenerativa, vulnologia, angiologia e ortopedia. Apparecchio carrellato su ruote completo di accessori per l'uso.</p>
TECNOCOLD	apparecchio da crioelettroforesi multifunzionale, per la veicolazione di principi attivi e/o farmacologici tramite un criomanipolo brevettato per il contatto epiteliale. Completo di valigia e accessori per utilizzo.
HANDY CURE	Handy-Cure è un laser terapeutico (LLLT) che combina un basso livello di radiazioni infrarossa a impulsi, una radiazione infrarossa a impulsi, una luce visibile rossa e campi magnetici statici. Per applicazioni laser terapeutiche e riabilitazione medica. Completo di accessori standard e valigetta. CE 0344.
HYDRON HCT	sistema per idrocolonterapia alimentato a 12V con pressione di ingresso pari all'acqua di rete e pressione di uscita non superiore alla pressione sanguigna a temperatura corporea.

ACCESSORI PER LASER E SISTEMI TERAPEUTICI

CODICE	DESCRIZIONE
GLC	occhiali protezione per CO2 laser a 10.600 nm.
GLHN	occhiali di protezione per He-Ne IR.
HCT-DSP	kit disposable per idrocolonterapia. Scatola da 30 pz.