

4 CHIRURGIA DERMATOLOGICA

LASERCHIRURGIA DERMOVASCOLARE E DERMOESTETICA

CODICE	DESCRIZIONE
APMD100 1064+532 Q-SW	Piattaforma laser multidisciplinare Superbium completa di manipolo laser doppia lunghezza d'onda Nd:YAG 1064 + 532nm Q-switched , puntale 2mm, puntale 4mm e filtro 532nm. Per rimozione tatuaggi, nevo di ota, nevo slilus, lentigo solari, macchie, discromie e cheratosi seborroica. Completa di accessori standard. CE 0476.
APMD100 1064 SP-LP	Piattaforma laser multidisciplinare Superbium completa di manipolo laser lunghezza d'onda Nd:YAG 1064 nm a impulso corto + impulso lungo e kit punte zaffiro raffreddate diam. 3-6-9 mm. Per trattamenti di lesioni vascolari, angiomi piani, telangectasie, couperose, emangiomi, telangiectasie blu, vene superficiali red, spider nevi ed epilazione. Completa di accessori standard. CE 0476.
APMD100 2940	Piattaforma laser multidisciplinare Superbium completa di manipolo laser lunghezza d'onda Er:YAG 2940 nm e due puntali diam. 6 e 9 mm. Per trattamenti di ringiovanimento della pelle, nevi epidermici benigni, hidradenoma, verruca seborroica, verruche piana, rimozione del post tatuaggio, papilloma fibroepiteliale, e cheratosi attiniche. Completa di accessori standard. CE 0476.
APMD100 FRACTIONAL 1540	Piattaforma laser multidisciplinare Superbium completa di manipolo laser lunghezza d'onda Er:GLASS 1540 nm e due puntali 100 e 324 dots/cm ² . Per trattamenti di ringiovanimento non ablativo del volto, rughe, deep scars, large pores, cloasma, acne scars, café au lait. Completa di accessori standard. CE 0476.
APMD100 IPL	Piattaforma laser multidisciplinare Superbium completa di manipolo IPL. Per epilazione, fotoringiovanimento, lesioni vascolari del volto, trattamento delle lesioni pigmentate benigne. Filtri disponibili : 755nm, 620nm, 580nm, 530nm, 400nm, dual band 500-660 +880-1200nm, interfertial 610-950nm, band pass 1100-1800nm. Completa di accessori standard. CE 0476.
SQUARE EPIL	Laser ALEXANDRITE 755nm a 130W impulsato e completo di fibra e manipolo a spot quadro da 2x2 fino a 18x18 a singolo impulso. Aspiratore fumi con filtro integrato. Completo di accessori standard. CE 0476.
Q-STAR	laser Nd:YAG doppia lunghezza d'onda Nd:YAG 1064 + 532nm Q-switched con manipolo e puntale fisso. Pe rimozione tatuaggi scuri (1064nm), tatuaggi chiari (filtro 532nm), iperpigmentazioni, efelidi e macchie ipercromiche senili. Completo di accessori standard. CE 0476
ANTARES	laser Er:YAG 2940nm impulsato con manipolo e puntale fisso. Per trattamenti superficiali di rughe, cheloidi, acne e cicatrici ipertrofiche. Completo di accessori standard. CE 0476.

ATLAS 1064	laser DIODI 1064nm da 30W continuo e impulsato. Per trattamenti dermovascolari, lesioni pigmentate, discromie, fotocoagulazione ed epilazione fototipo scuro. Completo di accessori standard. CE 0476.
ORION 1210	laser DIODI 1210nm da 12W continuo e impulsato. Per liposcultura laser relativa all'eliminazione di accumuli localizzati di adipe e cellulite di piccole aree. Completo di accessori standard. CE 0476.
VENUS 808	laser DIODI 808nm da 30W continuo e impulsato. Per dermo-trattamenti di patologie scure, inestetismi, cheratosi, discromie ed epilazione fototipo scuro. Completo di accessori standard. CE 0476.
SIRIOLIGHT	sistema LUCE PULSATA ad alta intensità fino a 40J/cm ² , completo di manipolo a guida d'onda intercambiabile. Dotato di microprocessore e display cristalli liquidi. Per epilazione e fotoringiovanimento cutaneo. Completo di dispositivo per raffreddamento cutaneo. Completo di accessori standard. CE 0476.
BIOPIXEL	laser CO2 frazionale a 10600 nm da 30W alla sorgente, con scansione geometrica programmata per dermoestetica. Laser a tubo sigillato e completo di braccio articolato bilanciato a 7 specchi e manipolo 100mm. Apparecchio carrellato autoraffreddato e computerizzato. Completo di scanner e accessori standard. CE 0482.
ML015-CA	laser CO2 chirurgico a 10600 nm da 15W alla sorgente. Laser a tubo sigillato e completo di braccio articolato autobilanciato a 7 specchi e manipolo chirurgico. Per piccola chirurgia dermatologica ambulatoriale. Apparecchio da tavolo portatile compatto e leggero. Completo di accessori standard. CE 0197.
MDL II -10 810/980	microlaser DIODI 810 oppure 980 nm da 10W all'utilizzo, completo di display touch screen a colori, a funzionamento pulsato e continuo. Per piccola chirurgia dermatologica e dermovascolare ambulatoriale. Completo di accessori standard e valigia. CE 0197.

APPARECCHI DERMOESTETICI

CODICE	DESCRIZIONE
US PLUS TRONICS	sistema a ultrasuoni a bassa frequenza per cavitazione biologica non invasiva e trattamento di lisi di masse adipose con conseguente rimodellamento corporeo subdermico. Completo di accessori standard.
RF TRONICS	apparecchio per dermoestetica a radiofrequenza con frequenze comprese tra 700 e 900 KHz. Dotato di 5 canali operativi e 2 manipoli per trattamenti viso e corpo. Per riduzione degli inestetismi derivati da smagliature, tessuto adiposo e cellulite. Completo di accessori standard.
TECNOCRYO VAC	dispositivo computerizzato per trattamenti non invasivi di riduzione del grasso con raffreddamento pilotato e controllato del tessuto

	adiposo fino a 0°C. Apparecchio completo di sistema vacuum incorporato nel dispositivo e dotato di 2 manipoli (small e big head). Completo di accessori standard.
--	---

**ACCESSORI SPECIALISTICI E MONOUSO PER
CHIRURGIA LASER ED APPARECCHI DERMOESTETICI**

CODICE	DESCRIZIONE
CA0015	carrello elettrificato con certificazione uso medicale per piattaforma laser multidisciplinare APMD100.
IM0079	borsa da trasporto in tessuto dotata di ruote e maniglia per piattaforma laser multidisciplinare APMD100.
APED16	sistema microcamera cutanea Skincam per piattaforma laser multidisciplinare APMD100 e SQUARE EPIL.
GP0001	evacuatore di fumi per piattaforma laser multidisciplinare APMD100.
APMD124	sistema di raffreddamento cute completa di crio insufflatore a tubo Crio6 per piattaforma laser multidisciplinare APMD100 e SQUARE EPIL.
FODV 1064 SP-LP	fibra ottica con adattatore uscita laser completa di manipolo spot 3-5mm (dermovascolare). Per piattaforma APMD100 1064 SP-LP.
FOE 1064 SP-LP	fibra ottica con adattatore uscita laser completa di manipolo spot 11-15mm (epilazione). Per piattaforma APMD100 1064 SP-LP.
FO-600S	fibra ottica per laser DIODI 810/980/1064/1210 nm di lungh. 2,5 mt e core 600 micron, rivestita in silicone morbido con attacco SMA 905. Sterilizzabile.
FO-400S	fibra ottica per laser DIODI 810/980/1064/1210 nm di lungh. 2,5 mt. e core 400 micron, rivestita in silicone morbido con attacco SMA 905. Sterilizzabile.
MFD D6	manipolo per laser DIODI per chirurgia dermoestetica, focalizzato a spot 1,2-1,8-2,4 mm. Completo di 3 testine intercambiabili. Completo di fibra ottica 600 micron con attacco SMA.
M-AL	manipolo alluminio anodizzato per laser DIODI. Per chirurgia dermoestetica a contatto.
UL-737	puntale monouso in plastica per manipolo M-AL. Scatola da 20 pz.
UNI-JET	aspiratore per fumi laser c/set tubi aspirazione e filtro.
167671	cartuccia micropori per filtro 168560.
GLD	occhiali di protezione laser 532/755/810/980/1064 nm.

GLC	occhiali di protezione per laser a 2940/10600nm.
FS3	stripper per fibra ottica.
CM-10	ceramic cutter per fibra ottica (set 5 pz.).
CCM-CAR	carrello in metallo verniciato completo di ripiano portaoggetti per laser DIODI.
Q-FCD	valigia in alluminio per trasporto laser DIODI.
FL6514	Borsa in nylon completa di fodero per braccio articolato con cinghia tracolla per trasporto laser ML015-CA.