

6 UROLOGIA

LASER UROLOGICI

CODICE	DESCRIZIONE
DIODE 60 980	laser DIODI a 980 nm da 60W all'utilizzo, completo di display colori touch screen, a funzionamento impulsato e continuo. Per chirurgia generale ed endoscopia urologica. Completo di accessori standard. CE 0197.
DIODE 15 1470	laser DIODI a 1470 nm da 15W all'utilizzo, completo di display touch screen a colori, a funzionamento impulsato e continuo. Per endoscopia urologica ed enucleazione prostatica. Completo di accessori standard. CE 0197.

ACCESSORI SPECIALISTICI E MONOUSO PER LASERCHIRURGIA UROLOGICA

CODICE	DESCRIZIONE
FOE-600N	fibra ottica endoscopica laser di lungh. 3 mt. e diam. core 600 micron con attacco SMA 905. Sterilizzabile.
FOE-400N	fibra ottica endoscopica laser di lungh. 3 mt e diam. core 400 micron con attacco SMA 905. Sterilizzabile.
MFD D6	manipolo chirurgico per laser a DIODI focalizzato con spot 1,2 - 1,8 - 2,4 mm. Completo di 3 testine intercambiabili. Completo di fibra ottica 600 micron con attacco SMA 905.
GLD	occhiali di protezione per laser a 980/1470 nm
PM	portamanipolo laser
FS3	stripper per fibra ottica.
CM-10	ceramic cutter per fibra ottica (set 5 pz.).
CCM-CAR	carrello in metallo verniciato completo di ripiano portaoggetti per laser DIODI.
Q-FCD	valigia in alluminio per trasporto laser DIODI.