

1 ODONTOIATRIA

LASERCHIRURGIA ODONTOIATRICA

CODICE	DESCRIZIONE
CUBE 15 810/980	laser dentale diodi a 810/980 nm da 15W all'utilizzo completo di display touch screen a colori, a funzionamento pulsato e continuo. Per chirurgia e terapia dentale, trattamenti estetici e dermovascolari. Completo di accessori standard e valigia. CE 0197.
FIRELAS BLUE 450+635+810+980	microlaser a diodi a 4 lunghezze d'onda : 450nm a 3W, 635nm a 200mW, 810nm a 7W, 980nm 10W. Completo di ampio display touch screen a colori. Apparecchio a funzionamento pulsato, superpulsato e continuo. Per chirurgia e terapia dentale, estetica del sorriso e biostimolazione LLLT con relativi protocolli clinici. Completo di accessori standard e valigia. CE 0197.
MDL II -10 810/980	microlaser dentale diodi a 810/980 nm da 10W all'utilizzo, completo di display touch screen a colori, a funzionamento pulsato e continuo. Per chirurgia, terapia ed estetica del viso e del sorriso. Completo di accessori standard e valigia. CE 0197.
MDL II -7 810/980	microlaser dentale diodi a 810/980 nm da 7W all'utilizzo, completo di display touch screen a colori, a funzionamento pulsato e continuo. Per chirurgia, terapia ed estetica del viso e del sorriso. Completo di accessori standard e valigia. CE 0197.
MDL 4 810/980	microlaser dentale diodi a 810/980 nm da 4W all'utilizzo, completo di display LCD a tasti, a funzionamento pulsato e continuo. Per terapia e igiene dentale, estetica del sorriso. Completo di batteria ricaricabile al litio da 25V . Completo di accessori e valigia. CE 0197.
ML015-CD	laser CO2 a 10600 nm da 15W all'utilizzo, a tubo sigillato e completo di braccio articolato bilanciato a 7 specchi e manipolo operativo per laserchirurgia maxillofaciale e odontoiatrica. Apparecchio compatto da tavolo e portatile, autoraffreddato e computerizzato. Completo di accessori standard. CE 0197
HANDY CURE	laser terapeutico (LLLT) che combina un basso livello di radiazioni infrarossa a impulsi, una radiazione infrarossa a impulsi, una luce visibile rossa e campi magnetici statici. Per laserterapia e terapia del dolore programmata per odontoiatria. Completo di accessori standard e valigetta. CE 0344.

ACCESSORI PER LASERCHIRURGIA ODONTOIATRICA

CODICE	DESCRIZIONE
FT-200	fiber Tip 200 nm monouso per FiberLas. Set da 5 pz.
FT-300	fiber Tip 300 nm monouso per FiberLas. Set da 5 pz.
FT-400	fiber Tip 400 nm monouso per FiberLas. Set da 5 pz.
FOD-320 Y	fibra ottica per YAG laser a 1064nm, diam.320 micron lungh. 2,5 mt. con attacco SMA 905.
FOD-200 Y	fibra ottica per YAG laser a 1064nm, diam.200 micron lungh. 2,5 mt. con attacco SMA 905.
FOD-320 D	fibra ottica per DIODO laser a 810/980 nm, da 320 um lungh. 2,5 mt. con attacco SMA 905.
FOD-200 D	fibra ottica per DIODO laser a 810/980 nm, da 200 um lungh. 2,5 mt. con attacco SMA 905.
MFD Y6	manipolo Nd:YAG per estetica del sorriso e trattamenti dermatologici, focalizzabile con spot 1,2 - 1,8 - 2,4 mm completo di 3 testine intercambiabili. Completo di fibra ottica 600 micron con attacco SMA 905.
MCD Y6	manipolo Nd:YAG per estetica dentale e patologie mucose, collimato per spot 6 mm fino a 20 mm di distanza. Completo di fibra ottica 600 micron con attacco SMA 905.
MFD D6	manipolo DIODO per estetica del sorriso e trattamenti dermatologici, focalizzabile con spot 1,2 - 1,8 - 2,4 mm completo di 3 testine intercambiabili. Completo di fibra ottica 600 micron con attacco SMA 905.
MCD D6	manipolo DIODO per estetica dentale e patologie mucose, collimato per spot 6 mm fino a 20 mm di distanza. Completo di fibra ottica 600 micron con attacco SMA 905.
M-AL	manipolo alluminio anodizzato per laser Nd:YAG e DIODI. Per chirurgia dentale a contatto.
UL-737	puntale monouso in plastica per manipolo dentale a contatto. Set 20 pz.
GLD	occhiali di protezione per DIODO laser a 810/980 nm.
GLC	occhiali di protezione per CO2 laser a 10600 nm
SPF YD	sostegno per fibra ottica YAG e DIODO dentale.
PM YD	portamanipolo YAG e DIODO dentale.

FS3	stripper per fibra ottica.
CM-10	ceramic cutter per fibra ottica (set 5 pz.).
CCM-CAR	carrello in metallo verniciato completo di ripiano portaoggetti per laser diodi.
Q-FCD	valigia in alluminio per trasporto laser diodi.
FL6514	Borsa in nylon con cerniera sul lato superiore. Completa di fodero imbottito per braccio articolato e cinghia tracolla regolabile . Per trasporto laser CO2 mod. ML015-CA.

APPARECCHI E SISTEMI ODONTOIATRICI

CODICE	DESCRIZIONE
WHITE SMILE 3° 214-1	sistema di sbiancamento a metodo ionoforetico biologicamente compatibile, per l'ottima penetrazione dell'ossigeno allo stato ionico nella sostanza organica per decolorarla e gel di fluoro per rimineralizzare lo smalto. Utilizzo a batteria ricaricabile. Corredato di kit perossido. Completo di accessori standard. CE 0476.
JONOFUOR PRAXIS MASTER 043-3	sistema dentale a metodo ionoforetico, che permette la prevenzione della carie e la jonoforesi medicamentosa. Utilizzo batteria ricaricabile. Completo di accessori per l'utilizzo. CE 0476.
MEDIFUGE	Dispositivo medicale centrifugo MEDIFUGE con sistema di controllo a microprocessore che consente di utilizzare fino a 8 provette o a gruppi di due per la creazione di CGF (fibrina) con accessori standard.
APAG	Attivatore per plasma e collagene per Medifuge con accessori standard.
BIOPOSTURAL SYSTEM	sistema di analisi posturale per l'analisi bioposturale odontoiatrica, sia in fase statica che dinamica, delle pressioni plantari in rapporto alla malocclusione. Completo di innovativo software per archiviazione dati ed esaminazioni del paziente, esportabili via mail per eventuali comparazioni-intercambi informatici.

ACCESSORI E MONOUSO PER APPARECCHI ODONTOIATRICI

CODICE	DESCRIZIONE
400-A1	kit soluzione sbiancante al 10%. Di mantenimento per il paziente White Smile 3°. Per uso domiciliare.
400-AA	kit per sbiancamento White Smile secondo Direttiva 76/768/CEE

	completo di gel sbiancante 35% + gel desensibilizzante al fluoruro di sodio. Da utilizzare in abbinamento con jonoforesi White Smile 3°.
--	--